

Es ändern sich unsere O-Ringe, hier eine kleine Aufstellung zu unseren alten & neuen O-Ringen.

HINWEIS:
es werden erst die alten
Lagerbestände verschickt!

5.000er Pack
50 Tüten á 100 Stück/Pack

alte O-Ringe



Eichhörnchen: 1/8" | 3,2 mm

Light	2.5 OZ	71 g	703-501-32
Medium	3.5 OZ	99 g	703-502-32
Heavy	4.5 OZ	128 g	703-503-32
Extra Heavy	6.5 OZ	184 g	703-504-32



Hase: 3/16" | 4,6 mm

Light	2.5 OZ	71 g	703-501-46
Medium	3.5 OZ	99 g	703-502-46
Heavy	4.5 OZ	128 g	703-503-46
Extra Heavy	6.5 OZ	184 g	703-504-46



Fuchs: 1/4" | 6,4 mm

Light	2.5 OZ	71 g	703-501-64
Medium	3.5 OZ	99 g	703-502-64
Heavy	4.5 OZ	128 g	703-503-64
Extra Heavy	6.5 OZ	184 g	703-504-64



Pinguin: 5/16" | 8 mm

Light	2.5 OZ	71 g	703-501-80
Medium	3.5 OZ	99 g	703-502-80
Heavy	4.5 OZ	128 g	703-503-80
Extra Heavy	6.5 OZ	184 g	703-504-80




Affe: 3/8" | 9,5 mm

Light	2.5 OZ	71 g	703-501-95
Medium	3.5 OZ	99 g	703-502-95
Heavy	4.5 OZ	128 g	703-503-95
Extra Heavy	6.5 OZ	184 g	703-504-95


neue O-Ringe



Seestern: 1/8" | 3,2 mm




Light	2.5 OZ	71 g	703-501-32M
Medium	3.5 OZ	99 g	703-502-32M
Heavy	4.5 OZ	128 g	703-503-32M
Extra Heavy	6.5 OZ	184 g	703-504-32M



Oktopus: 3/16" | 4,6 mm

Light	2.5 OZ	71 g	703-501-46M
Medium	3.5 OZ	99 g	703-502-46M
Heavy	4.5 OZ	128 g	703-503-46M
Extra Heavy	6.5 OZ	184 g	703-504-46M




Schildkröte: 1/4" | 6,4 mm

Light	2.5 OZ	71 g	703-501-64M
Medium	3.5 OZ	99 g	703-502-64M
Heavy	4.5 OZ	128 g	703-503-64M
Extra Heavy	6.5 OZ	184 g	703-504-64M



Delfin: 5/16" | 8 mm

Light	2.5 OZ	71 g	703-501-80M
Medium	3.5 OZ	99 g	703-502-80M
Heavy	4.5 OZ	128 g	703-503-80M
Extra Heavy	6.5 OZ	184 g	703-504-80M



Wal: 3/8" | 9,5 mm

Light	2.5 OZ	71 g	703-501-95M
Medium	3.5 OZ	99 g	703-502-95M
Heavy	4.5 OZ	128 g	703-503-95M
Extra Heavy	6.5 OZ	184 g	703-504-95M